

Eclipse®

MMP Düzenleyici - Süper Emici Yara Örtüleri



ATL


TIBBİ CİHAZLAR SANAYİ
VE DİŐ TİCARET LTD. ŐTİ.

Önce Sağlık...

www.atltibbi.com.tr

Eclipse®

MMP Düzenleyici - Süper Emici Yara Örtüsü



ECLYPSE yüksek derecede emici özelliğe sahip yara örtüsüdür. Eksudalı yaralarda, yüksek kapasitedeki eksudayı ve gizli sızıntıları emmek, maserasyon riskini azaltmak için tasarlanmıştır. Yaraya uygulanacak pansuman sırasında yüksek nem buharı geçirgenliği göstererek yaranın daha çabuk ve kolay iyileşmesini sağlar.

MMP'ler(matriks metaloproteinazlar) proteolitik enzim içeren spesifik bir çinko grubu olup yüksek düzeydeki MMP'ler lokal hücreleri ve dokuyu tahrip eder. Buna bağlı olarak Eclipse yara örtüsü , MMP'leri (matriks metaloproteinazları) düzenler ve yara iyileşmesini hızlandırır.

ECLYPSE'in içerisinde yüksek emici etkiye sahip kristaller ve mekanik selüloz depolanmış katmanlar mevcuttur. Sıvılar emici kristallerin içine bağlanarak damlamaları veya akmaları kesinlikle ortadan kaldırır.Aynı zamanda yaranın temel temizliğini de destekler. Basınç altında da emiş gücünü devam ettirir.

ECLYPSE, optimum , nemli bir yara ortamı sağlar.Yüksek derecede nemi kilitleme sistemine sahiptir.

ECLYPSE,emiciyi çok yüksek olduğundan yarada termal izolasyon oluşturur. Kalıntı bırakmaz. Toksik içeriği yoktur. En dıştaki poliüretan tabaka sızıntıyı önler, su geçirmez.

ECLYPSE , maserasyonu önler.Kronik yaralarda hızlı iyileşmeyi sağlar. Reepitelizasyonu kolaylaştırır. Yaranın mikroçevresini normalleştirir. Enfeksiyon riskini minimuma indirir.Farmakolojik etkin madde içermez.

ECLYPSE ,sargı kapasitesine ulaşmadan değiştirilmelidir ancak yara eksuda seviyelerine bağlı olarak 7 güne kadar bırakılabilme özelliğine sahiptir.

ECLYPSE' i keserek kullanmayınız. Ürün sıvıyı emerken genişlediğinden dolayı, göze , mukoza veya yara boşluklarında kullanmayınız.




Endikasyonları

- ✓ Ayak ülserleri,
- ✓ Bası yaraları,
- ✓ Kabuklu yaralar,
- ✓ Granül yaralar,
- ✓ Operasyon sonrası, dikiş ve yırtılma yaralarında,
- ✓ Mantar yaraları,
- ✓ Donör Alanları,
- ✓ Hızlı Epitelizasyon istenilen diğer akut yaralar.


Sargının Özellikleri

- ✓ Hızlı emilim
- ✓ Yüksek eksuda emme kapasitesi
- ✓ Sıvı geçirmez destek
- ✓ Güçlü ve dayanıklı
- ✓ Kuru kalma teknolojisi
- ✓ İnce ve konforlu

Referans Numarası	Boyut	UBB Barkod Onayı	Kutu Adedi
CR 3818	10 cm x 10 cm	5060031471250	20 Adet / Kutu
CR 3769	15 cm x 15 cm	5060031470901	20 Adet / Kutu
CR 3743	20 cm x 30 cm	5060031470949	20 Adet / Kutu
CR 3808	40 cm x 60 cm	5060031471427	10 Adet / Kutu



Silfix®
soft silicone



Eclipse Adherent®

MMP Düzenleyici- Süper Emici Silikon Tabanlı Yara Örtüsü

ECLYPSE Adherent (Yapışkanlı), yüksek derecede emici özelliğe sahip yara örtüsüdür. Eksudalı yaralarda, yüksek kapasitedeki eksudayı ve gizli sızıntıları emmek, maserasyon riskini azaltmak için tasarlanmıştır.

Alt katmanında bulunan yumuşak silikon tabanlı SILFIX teknolojisi ile desteklenmiş olup travmatik bir yapıya sahiptir.

Silfix (Yumuşak silikon) bölgede önceden veya yeni oluşan yaralarda cilde zarar vermeden katmanı sarar. Doğası gereği yumuşak silikon teknolojisidir. Eclipse Adherent (yapışkanlı) sadece kuru bölgeye yapıştığından dolayı ıslak yada nemli yara bölgesine asla yapışmaz.

Pansuman değişimi sırasında yara bölgesinde hiçbir şekilde travmaya, acı ve ağrıya neden olmaz. Özellikleri kaybolmadan düzenli bir şekilde kolayca kaldırılabilir.

Yaraya uygulanacak pansuman sırasında yüksek nem buharı geçirgenliği göstererek yaranın daha çabuk ve kolay iyileşmesini sağlar.

MMP'ler (matriks metaloproteinazlar) proteolitik enzim içeren spesifik bir çinko grubu olup yüksek düzeydeki MMP'ler lokal hücreleri ve dokuyu tahrip eder. Buna bağlı olarak Eclipse Adherent yara örtüsü, MMP'leri (matriks metaloproteinazları) düzenler ve yara iyileşmesini hızlandırır.

*ECLYPSE Adherent'in içerisinde yüksek emici etkiye sahip kristaller ve mekanik selüloz depolanmış katmanlar mevcuttur. Sıvılar emici kristallerin içine bağlanarak damlamaları veya akmaları kesinlikle ortadan kaldırır. Aynı zamanda yaranın temel temizliğini de destekler. Basınç altında da emiş gücünü devam ettirir.

*ECLYPSE Adherent, optimum, nemli bir yara ortamı sağlar.

*ECLYPSE Adherent, maserasyonu önler.

*ECLYPSE Adherent, emiciliği çok yüksek olduğundan yarada termal izolasyon oluşturur.

*ECLYPSE Adherent, kronik yaralarda hızlı iyileşmeyi sağlar. Reepitelizasyonu kolaylaştırır.

*ECLYPSE Adherent, enfeksiyon riskini minimuma indirir.

*ECLYPSE Adherent, sargı kapasitesine ulaşmadan değiştirilmelidir ancak yara eksuda seviyelerine bağlı olarak 7 güne kadar bırakılabilme özelliğine sahiptir.

ECLYPSE Adherent'i keserek kullanmayınız. Ürün sıvıyı emerken genişlediğinden dolayı göze, mukoza veya yara boşluklarında kullanmayınız.




Endikasyonları

- ✓ Ayak ülserleri,
- ✓ Bası yaraları,
- ✓ Kabuklu yaralar,
- ✓ Granül yaralar,
- ✓ Operasyon sonrası, dikiş ve yırtılma yaralarında,
- ✓ Mantar yaraları,
- ✓ Donör Alanları,
- ✓ Hızlı Epitelizasyon istenilen diğer akut yaralar.

Sargının Özellikleri

- ✓ Hızlı emilim
- ✓ Atravmatik Silikon Sargı Teknolojisi
- ✓ Yüksek eksuda emme kapasitesi
- ✓ Sıvı geçirmez destek
- ✓ Güçlü ve dayanıklı
- ✓ Kuru kalma teknolojisi
- ✓ İnce ve konforlu

Referans Numarası	Boyut	UBB Barkod Onayı	Kutu Adedi
CR 3881	10 cm x 10 cm	5060031472424	10 Adet / Kutu
CR 3883	10 cm x 20 cm	5060031472462	10 Adet / Kutu
CR 3863	15 cm x 15 cm	5060031472509	10 Adet / Kutu
CR 3864	20 cm x 30 cm	5060031472547	10 Adet / Kutu



Silfix®
soft silicone

Eclipse Adherent Sacral®

MMP Düzenleyici - Süper Emici Silikon Tabanlı Sakral Yara Örtüsü



ECLYPSE Adherent Sacral (Yapışkanlı Sakral), yüksek derecede emici özelliğe sahip yara örtüsüdür. Sakral bölgedeki Eksudalı yaralarda, yüksek kapasitedeki eksudayı ve gizli sızıntıları emmek, maserasyon riskini azaltmak için tasarlanmıştır.

Alt katmanında bulunan yumuşak silikon tabanı SILFIX teknolojisi ile desteklenmiş olup, atravmatik bir yapıya sahiptir.

Silfix (Yumuşak silikon) bölgede önceden veya yeni oluşan yaralarda cilde zarar vermeden katmanı sarar.Doğası gereği yumuşak silikon teknolojisidir. Eclipse Adherent Sacral (Yapışkanlı Sakral) sadece kuru bölgeye yapıştığından dolayı ıslak yada nemli yara bölgesine asla yapışmaz.

Pansuman değişimi sırasında yara bölgesinde hiçbir şekilde travmaya, acı ve ağrıya neden olmaz.Özellikleri kaybolmadan düzenli bir şekilde kolayca kaldırılabilir.

Yaraya uygulanacak pansuman sırasında yüksek nem buharı geçirgenliği göstererek yaranın daha çabuk ve kolay iyileşmesini sağlar.

MMP'ler(matriks metaloproteinazlar) proteolitik enzim içeren spesifik bir çinko grubu olup yüksek düzeydeki MMP'ler lokal hücreleri ve dokuyu tahrip eder. Buna bağlı olarak Eclipse Adherent Sacral yara örtüsü , MMP'leri (matriks metaloproteinazları)düzenler ve yara iyileşmesini hızlandırır.

*ECLYPSE Adherent Sacral'ın içerisinde yüksek emici etkiye sahip kristaller ve mekanik selüloz depolanmış katmanlar mevcuttur. Sıvılar emici kristallerin içine bağlanarak damlamaları veya akmaları kesinlikle ortadan kaldırır.Aynı zamanda yaranın temel temizliğini de destekler. Basınç altında da emiş gücünü devam ettirir.

*ECLYPSE Adherent Sacral, optimum , nemli bir yara ortamı sağlar.

*ECLYPSE Adherent Sacral, maserasyonu önler.

*ECLYPSE Adherent Sacral, emiciliği çok yüksek olduğundan yarada termal izolasyon oluşturur.

*ECLYPSE Adherent Sacral, kronik yaralarda hızlı iyileşmeyi sağlar.

Reepitelizasyonu kolaylaştırır.

*ECLYPSE Adherent Sacral enfeksiyon riskini minimuma indirir

*ECLYPSE Adherent Sacral,sargı kapasitesine ulaşmadan değiştirilmelidir ancak yara eksuda seviyelerine bağlı olarak 7 güne kadar bırakılabilme özelliğine sahiptir.

ECLYPSE Adherent Sacral'ı keserek kullanmayınız. Ürün sıvıyı emerken genişlediğinden dolayı, göze , mukoza veya yara boşluklarında kullanmayınız.



Endikasyonları

- ✓ Bası yaraları,
- ✓ Granül yaralar,
- ✓ Mantar yaraları,
- ✓ Hızlı Epitelizasyon istenilen diğer akut yaralar,
- ✓ Sacral Bölgelerde.

Sargının Özellikleri

- ✓ Hızlı emilim
- ✓ Atravmatik Silikon Sargı Teknolojisi
- ✓ Yüksek eksuda emme kapasitesi
- ✓ Sıvı geçirmez destek
- ✓ Güçlü ve dayanıklı
- ✓ Kuru kalma teknolojisi
- ✓ İnce ve konforlu

Referans Numarası	Boyut	UBB Barkod Onayı	Kutu Adedi
CR 3985	17 cm x 19 cm	5060031473940	10 Adet / Kutu
CR 3986	22 cm x 23 cm	5060031473988	10 Adet / Kutu



Silfix®
soft silicone



Eclipse BOOT®

MMP Düzenleyici - Süper Emici Ayağı Saran Bot Yara Örtüsü

ECLYPSE Boot , yüksek derecede emici özelliğe sahip BOT şeklinde yara örtüsüdür. Eksudalı yaralarda, yüksek kapasitedeki eksudayı ve gizli sızıntıları emmek, maserasyon riskini azaltmak için tasarlanmıştır. Yaraya uygulanacak pansuman sırasında yüksek nem buharı geçirgenliği göstererek yaranın daha çabuk ve kolay iyileşmesini sağlar.

Eclipse Boot ayağa uyumludur ve bot şeklindedir. Bu sargı esnek polyesterle birleştirilmiş, viskoz dokuma yüzü ile yüksek derecede emici kristalleri ve mekanik selüloz ile depolanmış peddir.

ECLYPSE BOOT , MMP'leri (matriks metaloproteinazları) düzenler ve yara iyileşmesini hızlandırır.

ECLYPSE BOOT 'un içerisinde yüksek emici etkiye sahip kristaller ve mekanik selüloz depolanmış katmanlar mevcuttur. Sıvılar emici kristallerin içine bağlanarak damlamaları veya akmaları kesinlikle ortadan kaldırır. Aynı zamanda yaranın temel temizliğini de destekler.

ECLYPSE BOOT, optimum nemli bir yara ortamı sağlar. En dıştaki poliüretan tabaka sızıntıyı önler, su geçirmez.

ECLYPSE BOOT, maserasyonu önler. Kronik yaralarda hızlı iyileşmeyi sağlar. Reepitelizasyonu kolaylaştırır. Yaranın mikroçevresini normalleştirir. Enfeksiyon riskini minimuma indirir. Farmakolojik etkin madde içermez.

ECLYPSE BOOT, sargı kapasitesine ulaşmadan değiştirilmelidir ancak yara eksuda seviyelerine bağlı olarak 7 güne kadar bırakılabilme özelliğine sahiptir.

ECLYPSE BOOT'u keserek kullanmayınız. Ürün sıvıyı emerken genişlediğinden dolayı, göze, mukoza veya yara boşluklarında kullanmayınız.



Endikasyonları

- ✓ Ayak Ülserleri,
- ✓ Venöz Ülserler,
- ✓ Granül Yaralar,
- ✓ Operasyon sonrası dikiş ve yırtılma yaralarında,
- ✓ Mantar Yaraları,
- ✓ Hızlı Epitelizasyon istenilen diğer akut yaralar.

Sargının Özellikleri

- ✓ Hızlı emilim
- ✓ Yüksek eksuda emme kapasitesi
- ✓ Sıvı geçirmez destek
- ✓ Güçlü ve dayanıklı
- ✓ Kuru kalma teknolojisi
- ✓ İnce ve konforlu

Referans Numarası	Boyut	UBB Barkod Onayı	Kutu Adedi
CR 4014	60 cm x 70 cm	5060031473827	5 Adet / Kutu



Silfix®
soft silicone