



*Silfix*<sup>®</sup> yumuřak silikon yara bakım serisi  
soft silicone

**ATL** TIBBİ CİHAZLAR SANAYİ  
VE DİŐ TİCARET LTD. ŐTİ.

**Önce Saęlık...**


[www.atltibbi.com.tr](http://www.atltibbi.com.tr)

# Episil®

## Yarı Geçirgen Silikon Tabanlı Yara Örtüsü

Episil atravmatik silikon ile desteklenmiş poliüretan film yara örtüsüdür. Bünyesinde bulunan silikon tabaka - Silfix ( yumuşak silikon ) teknoloji ile ürünü tam bir uyum sağlar. Pansuman değişiminde oluşabilecek acı ve travmayı en düşük seviyeye indirir. Episil, nemli bölgelere yapışmaz ancak kuru cilt bölgesine yapışma özelliği olduğundan yaraya zarar vermeden yara epitelizasyonuna imkan verir.

Episil,yaraya uygulanacak pansuman sırasında yüksek nem buharı geçirgenliği göstererek yaranın daha çabuk ve kolay iyileşmesini sağlar. Episil transparan bir yapıya sahip olduğundan yarayı gözlemleme imkanı sağlar ve bu özelliği sayesinde yara örtüsü değişimini en aza indirger. Kesilerek kullanıma uygundur. Sterildir.



### Endikasyonları

Yüzeysel epitel yaralar

Ameliyat yaraları

I. Ve II. Derece yanıklar

Deri grefi ve donör alanları

Hypertropik ve keloid skarları

Cilt kaybı olan yaralar

### Özellikleri

Transparandır

Yüksek nem buhar geçirgenliği sağlar

Bakteri bariyeri oluşturur

Atravmatik yumuşak silikon olmasından dolayı sargı değişiminde acı ve ağrıyı ortadan kaldırır

Yumuşak & konforludur

Kuru bölgeye yapışır nemli bölgeye yapışmaz

Yara yatağının büyümesine engel olur

Yüzeysel Sürtünmesi çok azdır

Referans Numarası	Boyut	UBB Barkod Onayı	Kutu Adedi
CR 3919	12 cm x 12 cm	5060031472820	10 Adet / Kutu
CR 3917	12 cm x 35 cm	5060031472783	10 Adet / Kutu
CR 3921	15 cm x 20 cm	5060031472868	10 Adet / Kutu

**Silfix®**  
soft silicone



# Episil Absorbent®

Emici Pedli Yumuşak Silikon Tabanlı Yara Örtüsü

Episil Absorbent yara örtüsü bünyesinde bulunan yumuşak silikon tabakadan oluşmuştur. Silfix teknolojisi ( yumuşak silikon ) ile uyum içerisinde.

Episil Absorbent, üstün nitelikli hidrofilik emici köpük ped ile yaradaki eksudayı mükemmel bir biçimde hapseder. Episil Emici nemli bölgelere yapışmaz ancak kuru cilt bölgesine yapışma özelliği olduğundan yara yatağına zarar vermez. Yara üzerine uygulaması kolaydır. Cilt üzerinde maserasyon oluşumunu engeller. Yüksek nem geçirgenliği sayesinde yaranın hava almasını sağlar. Yara pedi eksudayı emdikçe, yara sıvısı örtünün yüzeyine doğru çıkar ve renk farklılığı gözlemlenebilir. Ne kadar emdiği gözlemlenebildiğinden dolayı değiştirilme sıklığıyla sargı optimizasyonu sağlar.

Sterildir. Hekim tavsiyesine göre 7 güne kadar yara bölgesinde kalabilir. Tedavinin ilk zamanlarında değiştirilme sıklığı her gün olabilir.

## Kullanımı

Saydam plastik örtüleri kaldırın ve emici pedi tüm yara alanını kapsayacak şekilde yara üzerine doğrudan uygulayın.



Referans Numarası	Boyut	UBB Barkod Onayı	Paketleme
CR 3931	7.5 cm x 7.5 cm	5060031473261	10 Adet / Kutu
CR 3930	10 cm x 10 cm	5060031473223	10 Adet / Kutu
CR 3927	10 cm x 20 cm	5060031473148	10 Adet / Kutu
CR 3928	10 cm x 30 cm	5060031473063	10 Adet / Kutu
CR 3929	15 cm x 15 cm	5060031473186	10 Adet / Kutu
CR 3926	15 cm x 20 cm	5060031473100	10 Adet / Kutu

**Silfix®**  
soft silicone



## Endikasyonları

- Bası yaraları,
- Travmatik yaralar,
- Ameliyat yaraları,
- Abrazyonlar,
- Kabarıklar,
- Donör Alanları.

## Özellikleri

- Hidrofilik köpük
- Yüksek nem buhar geçirgenliği sağlar
- Bakteri bariyerini ve virüs kontaminasyonunu engeller
- Atravmatik yumuşak silikon, pansuman değişiminde acıyı ortadan kaldırır
- Yumuşak & konforludur
- Kuru bölgeye yapışır nemli bölgeye yapışmaz
- Yüzeysel sürtünmesi çok azdır
- Yara Yatağının büyümesine engel olur

# Silflex®

## Atravmatik Yumuşak Silikon Yara&Yanık Kapama Örtüsü

Yanık Merkezlerine başvuran hastaların önemli bir kısmı, çocuk hastalardan oluşmakta olup genelde parsiyel kalınlıkta minör yanıklı hastalardır. Bu hastalarda karşılaşılan en önemli problemlerden birisi sık pansuman değişim ihtiyacı ve bu sırada duyulan acı ve ağrıdır.

SILFLEX atravmatik –yaraya yapışmayan-hidrofofik yumuşak silikonla kaplı polyester mesh yara örtüsüdür.

SILFLEX Silikon kaplı poliamid yapıdadır. Ağrı ve travma olmaksızın sargının değişimine imkan sağlar. SILFLEX Epitelizasyonu hızlandırır. İyileşme ilerleyip re-epitelizasyon geliştikçe Silflex yaradan ayrılmakta ve kuru bir kabuk gibi kaldırılıp uzaklaştırılabilir.

SILFLEX eksuda geçişine imkan sağlar. Yara iyileşmesi için nemli bir ortam oluşturur.

Hipertropik Skar oluşumunu engeller.

SILFLEX, atravmatik silikon bir sargıdır, pansuman değişiminde acı ve tramvayı en aza indirecek şekilde tasarlanmıştır.

### Kullanımı

Seffaf plastik astarları, sargının her iki tarafında yara üzerine doğrudan yerleştirilir. Silflex yaranın kenarlarını sarar.İsteğe bağlı olarak seçtiğiniz ikinci bir sargı ile kapatabilirsiniz,bu emici bir ped veya film sargı olabilir.



### Endikasyonları

- ☞ Yanıklar,
- ☞ Ameliyat yaraları,
- ☞ İkinci derece yanıklar,
- ☞ Yırtılmalar,
- ☞ Ayak ve bası ülserleri,
- ☞ Laserasyonlar,
- ☞ Hypertropik Skarlar

### Özellikleri

- ☞ Kuru bölgeye yapışır nemli bölgeye yapışmaz
- ☞ Atravmatik yumuşak silikon, sargı değişiminde acıyı ortadan kaldırır
- ☞ Eksuda geçişini sağlar
- ☞ Hidrofofik Silfix yumuşak silikon tabaka
- ☞ Yumuşak ve konforlu



Referans Numarası	Boyut	UBB Barkod Onayı	Kutu Adedi
CR 3922	5 cm x 7 cm	5060031472905	10 Adet / Kutu
CR 3923	8 cm x 10 cm	5060031472943	10 Adet / Kutu
CR 3924	12 cm x 15 cm	5060031472981	10 Adet / Kutu
CR 3925	20 cm x 30cm	5060031473025	10 Adet / Kutu
CR 4006	35 cm x 60 cm	5060031473865	5 Adet / Kutu

**Silfix®**  
soft silicone



# Siltape®

## Yumuşak Silikon Perforajlı Bant

Siltape hassas ciltler için yumuşak silikondan üretilmiştir, özellikle çok ince olmasından dolayı hastalara kullanım kolaylığı sağlar. Hassas ciltlere zarar vermez. Diğer yapıştırıcılar dokuya zarar verebilir fakat silikon hücre şeridi zarar vermez.

### Kullanımı

Siltape, normal bir yapıştırıcı bant gibi her durumda kullanılabilir. Özellikle hassas ve kırılabilir ciltler için sorun yaratmadan kullanılabilir.

Siltape, ameliyathanelerde ameliyat esnasında gözkapaklarını sabitlemek için mükemmel bir çözümdür. Atravmatik yumuşak silikondur çıkartılıp tekrar yapıştırıldığında doku hasarı meydana gelmez ve kırıklara zarar vermez.

Siltape, IV kanül ve fistül iğnelerini sabitleme özelliğine sahiptir.

Yapışkan özelliğini hiçbir şekilde kaybetmez.

Biyopsiden sonra oluşan küçük kesik alanlarında kullanılabilir. Yaraya veya cilde hiçbir şekilde zarar vermez.

Siltape baskı hasarından ve travma, cerrahi girişim gibi bir dış etkenle meydana gelen cilt ya da mukoza lezyonundan koruyucu özelliğe sahiptir.

Kulak üstlerinde de kullanılır.

Siltape direk yüze uygulanabilir ve oksijen maskesinin uygulandığı alanlarda maskenin buruna gelen kısımlarında cildi koruyucu bir materyal gibi tatbik edilebilir.



### Endikasyonları

- Sargıyı bulunduğu bölgeye sabitlemede
- Gözkapaklarını sabitlemede (ameliyat esnasında)
- IV kanül sabitlemede
- Küçük kesik alanlarında
- Oksijen maskeleri altında burun köprüsü üzerinde
- Fistül iğneleri sabitlemede
- Baskı hasarından veya travma, cerrahi girişim gibi bir dış etkenle meydana gelen cilt ya da mukoza lezyonundan korumada
- Yeni Doğan Çocuk bölümlerinde

### Özellikleri

- Atravmatik yumuşak silikon, değişim esnasında acıya neden olmaz
- Yumuşak ve konforludur
- Yalnızca kuru cilt çevresine yapışır nemli bölgeler için uygun değildir
- Yapışkanlığı kaybolmadan kolayca cilt üzerinde ayarlanabilir

Referans Numarası	Boyut	UBB Barkod Onayı	Kutu Adedi
CR 3938	2 cm x 3 mt	5060031473308	1 Adet / Kutu
CR 3939	<del>5 cm x 1.5 mt</del>	5060031473346	1 Adet / Kutu

4cm x 1.5 mt

**Silfix®**  
soft silicone



**ATL**

TIBBİ CİHAZLAR SANAYİ  
VE DIŞ TİCARET LTD. ŞTİ.



ADVANCIS MEDICAL TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ

Mehmet Akif Caddesi A.Nafiz Gürman Mahallesi Turunçlu Sokak  
Mesa Plaza No: 25/9 Merter 34173, Güngören / İstanbul / TÜRKİYE  
Tel : +90 212 505 04 51 / 505 08 19 / 505 08 69 pbx  
Fax : +90 212 505 04 71  
[www.atltibbi.com.tr](http://www.atltibbi.com.tr) / [info@atltibbi.com.tr](mailto:info@atltibbi.com.tr)

**Advancis**  
Medical

**YETKİLİ BAYİ**

